



AYUDE A DETENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

AUTOPRUEBA RÁPIDA SIN RECETA PARA DETECTAR LA **INFECCIÓN** **ACTIVA POR COVID-19**

Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test detecta infecciones en personas asintomáticas y sintomáticas.

SIN RESTRICCIÓN DE EDAD

Los niños menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto.



MARCA DE CONFIANZA EN MÁS DE 140 PAÍSES



FÁCIL

procedimiento
de auto hisopado
nasal



RÁPIDO

resultados en
15 minutos



PRECISO

test performance

EXCELENTE RENDIMIENTO NASAL DEL HISOPO NASAL*

	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
RENDIMIENTO DEL HISOPO NASAL DEL DISPOSITIVO PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE COMPARADO CON LA PCR NASAL, CUANDO LO REALIZA UN PROFESIONAL DE LA SALUD CAPACITADO	98.1%	99.8%

PROCEDIMIENTO SENCILLO Y FÁCIL DE USAR**

- 1 PREPARAR LOS MATERIALES**
- 2 LLENAR EL TUBO**
- 3 HISOPAR LA NARIZ**
- 4 GIRAR LA MUESTRA**
- 5 ROMPER EL HISOPO**
- 6 AGREGAR 5 GOTAS**
- 7 ESPERAR 15 MINUTOS**
- 8 LEER EL RESULTADO**

EMPAQUE INDIVIDUAL CON INSTRUCCIONES PARA LA AUTOPRUEBA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

NÚMEROS DE CATÁLOGO	41FK51 (1 TEST)
	41FK91 (4 TESTS)
	41FK71 (10 TESTS)
	41FK81 (20 TESTS)
CONTENIDOS DEL KIT	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo de prueba Instrucciones de uso Tubo Tapa azul
	<ul style="list-style-type: none"> Diluyente Hisopo Bolsa Gradilla para tubos



CONTACTE A SU REPRESENTANTE LOCAL HOY.
WWW.GLOBALPOINTOF CARE.ABBOTT

Consulte con su distribuidor autorizado que el producto de su interés cuente con autorización de comercialización por la autoridad nacional competente.

*En el diagnóstico médico, la sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar correctamente a las personas con la enfermedad. La especificidad es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a quienes no tienen la enfermedad. Consulte las Instrucciones de uso del producto para obtener información adicional sobre el rendimiento.
 **Para mayor información consulte el instructivo de uso.

© 2021 Abbott. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia son marcas comerciales del grupo de compañías Abbott o de sus respectivos propietarios. Las fotos que se muestran se incluyen solo para fines ilustrativos. COL-06767-01 08/21

